Renpho MorphoScan R-MSC01

Body Composition Scale

User Manual – Multilanguage Edition

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch ... page 13

CS Čeština ... page 24

SK Slovenčina page 36


PL Polski ..... page 48

HU Magyar ... page 59

RO Română ... page 71

SL Slovenščina page 82

BG Bulgarian . page 93



MorphoScan

Body Composition Scale

User Manual

Model: R-MSC01

1. Important Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes. It should not be used in diagnosing a disease, disorder or abnormal physical state.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg)
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. Only use the provided charging cable and charger (DC 5V 0.5A, not included) to charge the scale.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.
15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

1.1. About the Battery


1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. CAUTION – The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. What's in the Box

- MorphoScan x1
- USB-C Charging Cable x1 (For charging only, not for data transfer)
- User Manual x1
- Quick Guide x1

3. About Your MorphoScan



4. Icons


Icon	Description
	Body Fat Percentage
	BMI
	Body Water Percentage
	Skeletal Muscle Percentage
	Metabolic Age
	Bone Mass Percentage
	Thin
	Standard
	Overweight
	Severely Overweight
	Charging
	Fully Charged
	Overloaded Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg.
	Low Battery Charge the scale.
	Incorrect Measuring Step on the scale and measure again.
st lb kg	Units Switched via the app.

5. Initializing/Resetting Your MorphoScan

1. Before first use, press the Reset Button or connect the scale to a power source using the provided charging cable and charger (not included) to initialize the scale.


2. To reset the scale, press the Reset Button.

Note: After resetting the scale, step on it for measurement only when "000" or "00" is displayed.



6. Charging Your MorphoScan

Charging Time: approx. 3 hours
DC 5V 0.5A Charger (Not Included)



7. Installing the App & Pairing

7.1. Download the RENPHO Health App

Scan the QR code below or search for "RENPHO Health" from the App Store or Google Play to download the app.
System requirement: iOS 12.0 or later, Android 7.0 or later.

Note: Due to continuous updates and improvements, the "RENPHO Health" App may appear slightly different.

7.2. Log in / Sign up

a. Log in directly with an existing RENPHO App account.

b. If you do not have any RENPHO App account, tap "Sign up" using your email address and fill in the personal information; this step is required for calculating your health measurements accurately.

Note: You may also log in using Guest Mode if you do not wish to register. However, your measurement data will not be saved if you log it in on another device.

7.3. Pair the Scale

Before pairing, enable the wireless connectivity on your smartphone.

a. Open the RENPHO Health App, place the scale on a hard and flat surface, and step onto it with bare and dry feet.


b. Tap "+" in the upper-right corner of the "Home" page and select your body composition scale from the device list.

c. Follow the in-app instructions to complete pairing.

8. Using Your MorphoScan


∗ Create your correct user profile in the RENPHO Health App before taking your first measurement. This ensures your measurements are precisely recorded and associated with your profile.

1. Place the scale on a flat, hard surface and step on the scale's electrodes with bare, dry feet. Ensure there is space between your knees and thighs.



2. Grasp the handle with your thumbs on the Thumb Electrodes and the other fingers on the Four-finger Electrodes.

3. Lift and hold the handle to the proper level with your arms naturally hanged, slightly bent and away from your body and abdomen. Stand upright, keep still and wait for your final measurement(s) to be shown on the scale's display.



4. After measuring, slightly pull the handle (ensure the extension is no more than 30 cm) and carefully put it back to the scale in place. The scale will transmit the data to the app. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.

9. Troubleshooting Guide

Problem	Solution
I can get my data of weight, body fat and BMI from the scale's display, but my family or friends failed.	Your family or friends must complete their profile information on your app by tapping "Add User" in the "Account" page or log in to the RENPHO Health App with their own account.
The scale cannot detect body fat and/or other data.	a. Ensure your feet are dry and bare. b. Stand and keep still on the scale for about 10 seconds to finish the measuring process. If still not available, try applying a little moisturizer to your feet and measure again or ask another person to try the 2 steps mentioned above, please be careful not to slip on the weighing platform.
The scale malfunctions or I get inaccurate measurements.	Press the Reset Button to reset the scale.

10. Technical Specifications

Product Name	Body Composition Scale
Model	R-MSC01
Maximum Capacity	400 lbs / 180 kg
Division	0.2 lb / 0.05 kg
Dimension	12.2 × 13.6 × 2 in / 310 × 346 × 52 mm
Battery Capacity	500 mAh 1.85 Wh
Input	5V DC 0.5A
Rated Power	2.5W

11. Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

12. Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

Tel: +1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday–Friday 9:00AM–4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (AEST)
+44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–5:00PM (GMT)
+49 40 23965285 (DE ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (CET)
23388392 (HK ONLY)

Email: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz



MorphoScan

Körperanalysewaage

Bedienungsanleitung

Modell: R-MSC01

1. Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Die Waage ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für medizinische oder gewerbliche Zwecke. Sie darf nicht zur Diagnose von Krankheiten, Störungen oder krankhaften körperlichen Zuständen verwendet werden.

4. Kinder unter 8 Jahren sowie Schwangere und Personen mit Osteoporose, Herzschrittmacher, künstlichen Gelenken, tragbarem EKG oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und dabei unbedingt Schuhe tragen, damit beim Betreten der Waage kein elektrischer Strom fließt.

5. Alle angezeigten Körperzusammensetzungsdaten dienen nur als Richtwerte und ersetzen nicht den Rat eines zugelassenen Arztes oder einer medizinischen Fachkraft.

6. Überlasten Sie die Waage nicht. (Maximale Tragfähigkeit: 180 kg)

7. Prüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um ungenaue Messungen oder Verletzungen zu vermeiden.

8. Laden Sie die Waage nur mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem Ladegerät (DC 5V 0,5A, nicht im Lieferumfang enthalten).

9. Stellen Sie die Waage für genaue Messungen auf einen harten, ebenen und trockenen Untergrund.

10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern, um Störungen oder Gefahren zu vermeiden.

11. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage und springen oder stampfen Sie nicht darauf.

12. Die Waage ist ein empfindliches Präzisionsmessgerät. Behandeln Sie sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt wird.

13. Die Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Glasreiniger. Verwenden Sie keine Seife und keine chemischen Reinigungsmittel.

14. Setzen Sie die Waage keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in sehr feuchter Umgebung. Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf.

15. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.

1.1. Hinweise zum Akku

1. Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen extremen Temperaturen aus.

2. Beachten Sie die Gefahr, dass die Kontakte des Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.

3. Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku. Am Ende der Lebensdauer des Akkus muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

4. Den Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

5. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.

6. Wenn eine Zelle ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommen. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

7. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch geladen werden. Verwenden Sie stets das richtige Ladegerät und beachten Sie die Ladehinweise des Herstellers oder der Bedienungsanleitung.

8. Lassen Sie einen Akku bei Nichtgebrauch nicht über längere Zeit am Ladegerät.

9. Nach längerer Lagerung kann es nötig sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die volle Leistung zu erreichen.


10. VORSICHT – Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung eine Brand- oder Verätzungsgefahr darstellen. Nicht wieder aufladen, nicht zerlegen und nicht über 100°C erhitzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

2. Lieferumfang

- MorphoScan x1
- USB-C-Ladekabel x1 (nur zum Laden, nicht zur Datenübertragung)
- Bedienungsanleitung x1
- Kurzanleitung x1

3. Ihre MorphoScan im Überblick



4. Symbole


Symbol	Beschreibung
	Körperfettanteil
	BMI
	Körperwasseranteil
	Skelettmuskelanteil
	Stoffwechselalter
	Knochenmasseanteil
	Untergewicht
	Normal
	Übergewicht
	Starkes Übergewicht
	Wird geladen
	Vollständig geladen
	Überlastung Maximale Tragfähigkeit: 180 kg.
	Akku schwach Laden Sie die Waage auf.
	Fehlerhafte Messung Stellen Sie sich erneut auf die Waage und messen Sie noch einmal.
st lb kg	Einheiten Werden in der App umgestellt.

5. Initialisieren/Zurücksetzen Ihrer MorphoScan

1. Drücken Sie vor dem ersten Gebrauch die Reset-Taste oder schließen Sie die Waage mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an, um sie zu initialisieren.


2. Um die Waage zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste.

Hinweis: Stellen Sie sich nach dem Zurücksetzen erst dann zum Messen auf die Waage, wenn „000“ oder „00“ angezeigt wird.



6. Laden Ihrer MorphoScan

Ladezeit: ca. 3 Stunden
Ladegerät DC 5V 0,5A (nicht im Lieferumfang enthalten)



7. App installieren und koppeln

7.1. RENPHO Health App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „RENPHO Health“, um die App herunterzuladen.
Systemvoraussetzungen: iOS 12.0 oder neuer, Android 7.0 oder neuer.

Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen und Verbesserungen kann die App „RENPHO Health“ leicht abweichend aussehen.

7.2. Anmelden / Registrieren

a. Melden Sie sich direkt mit einem bestehenden RENPHO-Konto an.

b. Wenn Sie noch kein RENPHO-Konto haben, tippen Sie auf „Sign up“, registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein; dieser Schritt ist für die genaue Berechnung Ihrer Gesundheitswerte erforderlich.

Hinweis: Wenn Sie sich nicht registrieren möchten, können Sie sich auch im Gastmodus anmelden. Ihre Messdaten werden dann jedoch nicht gespeichert, wenn Sie sich auf einem anderen Gerät anmelden.

7.3. Waage koppeln

Aktivieren Sie vor dem Koppeln die Drahtlosverbindung Ihres Smartphones.

a. Öffnen Sie die RENPHO Health App, stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Untergrund und stellen Sie sich barfuß und mit trockenen Füßen darauf.


b. Tippen Sie auf der Seite „Home“ oben rechts auf „+“ und wählen Sie Ihre Körperanalysewaage aus der Geräteliste.

c. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Koppeln abzuschließen.

8. Verwendung Ihrer MorphoScan


∗ Legen Sie vor der ersten Messung in der RENPHO Health App Ihr korrektes Benutzerprofil an. So werden Ihre Messwerte genau erfasst und Ihrem Profil zugeordnet.

1. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, harten Untergrund und stellen Sie sich barfuß und mit trockenen Füßen auf die Elektroden der Waage. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Knie und Oberschenkel nicht berühren.



2. Umfassen Sie den Griff so, dass die Daumen auf den Daumenelektroden und die übrigen Finger auf den Vierfingerelektroden liegen.

3. Heben Sie den Griff an und halten Sie ihn in der richtigen Höhe; die Arme hängen natürlich, leicht gebeugt und vom Körper und Bauch entfernt. Stehen Sie aufrecht und still und warten Sie, bis die endgültigen Messwerte auf dem Display der Waage angezeigt werden.



4. Ziehen Sie den Griff nach der Messung leicht heraus (der Auszug darf höchstens 30 cm betragen) und setzen Sie ihn vorsichtig wieder an seinen Platz an der Waage. Die Waage überträgt die Daten an die App. Öffnen Sie die App, um die Daten zu synchronisieren, Ihre detaillierten Messwerte anzusehen, Ihre Fortschritte zu verfolgen und weitere Funktionen und Auswertungen zu nutzen.

9. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Ich sehe Gewicht, Körperfett und BMI auf dem Display der Waage, bei meiner Familie oder meinen Freunden klappt das jedoch nicht.	Ihre Familie oder Freunde müssen in Ihrer App über „Add User“ auf der Seite „Account“ ihr eigenes Profil anlegen oder sich mit ihrem eigenen Konto bei der RENPHO Health App anmelden.
Die Waage erkennt Körperfett und/oder andere Werte nicht.	a. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße trocken und nackt sind. b. Stehen Sie etwa 10 Sekunden still auf der Waage, bis die Messung abgeschlossen ist. Wenn die Werte weiterhin fehlen, tragen Sie etwas Feuchtigkeitscreme auf die Füße auf und messen Sie erneut, oder lassen Sie eine andere Person die 2 oben genannten Schritte ausprobieren. Achten Sie darauf, nicht auf der Wiegefläche auszurutschen.
Die Waage funktioniert nicht richtig oder misst ungenau.	Drücken Sie die Reset-Taste, um die Waage zurückzusetzen.

10. Technische Daten

Produktname	Körperanalysewaage
Modell	R-MSC01
Maximale Tragfähigkeit	180 kg
Teilung	0,05 kg
Abmessungen	310 × 346 × 52 mm
Akkukapazität	500 mAh 1,85 Wh
Eingang	5V DC 0,5A
Nennleistung	2,5W

11. Garantiebedingungen

Für Ihr RENPHO-Produkt gilt eine eingeschränkte Herstellergarantie von einem Jahr ab dem Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, bleibt die Garantie trotzdem bestehen.

12. Kundenservice

Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das RENPHO-Kundenserviceteam garantiert Ihnen während der Geschäftszeiten eine schnelle Antwort und eine unkomplizierte Lösung für jedes Problem.

Tel.: +1(844) 417 0149 (US&CA)
Montag–Freitag 9:00–16:30 Uhr
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (nur AU)
Montag–Freitag 9:00–18:00 Uhr (AEST)
+44(0)7434 666088 (nur UK)
Montag–Freitag 9:00–17:00 Uhr (GMT)
+49 40 23965285 (nur DE)
Montag–Freitag 9:00–18:00 Uhr (MEZ)
23388392 (nur HK)

E-Mail: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ Bei defekten Produkten oder Rücksendungen kontaktieren Sie uns bitte innerhalb der Garantiezeit unter Angabe Ihrer Bestellnummer. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da sie für eine Prüfung oder Reparatur benötigt werden können.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu



MorphoScan

Váha s analýzou tělesného složení

Uživatelská příručka

Model: R-MSC01

1. Důležité bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

2. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

3. Váha je určena pouze pro domácí použití, nikoliv pro lékařské nebo komerční účely. Neměla by být používána k diagnostice nemocí, poruch nebo abnormálních fyzických stavů.

4. Děti do 8 let nebo osoby, které jsou těhotné, mají osteoporózu, kardiostimulátor, umělé klouby, přenosné EKG nebo jiné kovové implantáty, by měly váhu používat pouze k vážení a ujistit se, že mají obuv, aby se zabránilo průchodu elektrického proudu při stoupnutí na váhu.

5. Veškerá poskytnutá data o složení těla slouží pouze jako orientační a neměla by být používána jako náhrada za rady licencovaného zdravotnického odborníka.

6. Nepřetěžujte váhu. (Maximální kapacita: 180 kg)

7. Před každým použitím zkontrolujte, zda váha není poškozena. Nepoužívejte poškozenou váhu, abyste předešli nepřesnostem nebo zranění.

8. K nabíjení váhy používejte pouze přibalený nabíjecí kabel a nabíječku (DC 5V 0,5A, není součástí balení).

9. Pro zajištění přesnosti používejte váhu na tvrdém, rovném a suchém povrchu.

10. Abyste předešli rušení nebo nebezpečí, nepoužívejte váhu v prostředí v blízkosti zařízení se silnými elektromagnetickými poli.

11. Abyste předešli zranění, nestoupejte na okraje váhy, neskákejte na ni ani na ni nedupejte.

12. Váha je citlivé a přesné měřicí zařízení. Zacházejte s ní opatrně, aby nedošlo k poškození.

13. Váha není vodotěsná. Udržujte ji suchou a nikdy ji neponořujte do vody. K čištění povrchu použijte vlhký hadřík nebo čistič na sklo. Nepoužívejte mýdlo ani chemické čisticí prostředky.

14. Nevystavujte váhu přímému slunečnímu záření a nepoužívejte ji při vysokých teplotách nebo v extrémně vlhkém prostředí. Skladujte váhu na chladném a suchém místě.

15. Nepokoušejte se váhu z jakéhokoli důvodu rozebírat, protože by to mohlo způsobit poškození nebo zneplatnění záruky.

1.1. O baterii


1. Nevystavujte přístroj ani baterii nadměrným teplotám.
2. Uvědomte si riziko zkratování kontaktů přístroje nebo baterie kovovými předměty.
3. Tento přístroj obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Když baterie dosáhne konce životnosti, přístroj musí být řádně zlikvidován.
4. Baterii nerozebírejte, neotevírejte ani neskartujte.
5. Nevystavujte články ani baterie mechanickým nárazům.
6. V případě úniku kapaliny z článku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud ke kontaktu došlo, omyjte postiženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku a řiďte se pokyny výrobce nebo návodem k výrobku pro správné nabíjení.
8. Nenechávejte baterii dlouhodobě nabíjet, pokud se nepoužívá.
9. Po delším skladování může být nutné baterie několikrát nabít a vybít, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.
10. UPOZORNĚNÍ – Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 100°C.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

2. Obsah balení

- MorphoScan x1
- USB-C nabíjecí kabel x1 (pouze pro nabíjení, nikoliv pro přenos dat)
- Uživatelská příručka x1
- Stručný návod x1

3. O vašem MorphoScan



1. Palcové elektrody
2. Elektrody pro čtyři prsty
3. VA displej
4. Nožní elektrody

5. USB-C nabíjecí port
6. Tlačítko Reset
7. Vážicí platforma
8. Rukojeť
9. Nožičky

4. Ikony


Ikona	Popis
	Procento tělesného tuku
	BMI
	Procento tělesné vody
	Procento kosterního svalstva
	Metabolický věk
	Procento kostní hmoty
	Hubený/á
	Standardní
	Nadváha
	Výrazná nadváha
	Nabíjení
	Plně nabito
	Přetížení Maximální kapacita: 180 kg.
	Slabá baterie Nabijte váhu.
	Nesprávné měření Stoupněte na váhu a změřte se znovu.
st lb kg	Jednotky Přepínají se prostřednictvím aplikace.

5. Inicializace/Resetování vašeho MorphoScan

1. Před prvním použitím stiskněte tlačítko Reset nebo připojte váhu k napájecímu zdroji pomocí přibaleného nabíjecího kabelu a nabíječky (není součástí balení) pro inicializaci váhy.


2. Pro resetování váhy stiskněte tlačítko Reset.

Poznámka: Po resetování váhy na ni stoupněte k měření až tehdy, když se na displeji zobrazí “000” nebo “00”.



6. Nabíjení vašeho MorphoScan

Doba nabíjení: přibl. 3 hodiny
DC 5V 0,5A nabíječka (není součástí balení)



7. Instalace aplikace a párování

7.1. Stažení aplikace RENPHO Health

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte "RENPHO Health" v App Store nebo Google Play a stáhněte si aplikaci.
Systémové požadavky: iOS 12.0 nebo novější, Android 7.0 nebo novější.

Poznámka: Vzhledem k průběžným aktualizacím a vylepšením se může aplikace "RENPHO Health" mírně lišit.

7.2. Přihlášení / Registrace

a. Přihlaste se přímo pomocí stávajícího účtu RENPHO Health.

b. Pokud nemáte účet RENPHO Health, klepněte na "Sign up", zadejte svou e-mailovou adresu a vyplňte osobní údaje; tento krok je nutný pro přesný výpočet vašich zdravotních měření.

Poznámka: Můžete se také přihlásit v režimu Host, pokud se nechcete registrovat. Vaše naměřená data však nebudou uložena, pokud se přihlásíte na jiném zařízení.

7.3. Spárování váhy

Před párováním zapněte bezdrátové připojení na svém smartphonu.

a. Otevřete aplikaci RENPHO Health, umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch a stoupněte na ni bosýma a suchýma nohama.


b. Klepněte na "+" v pravém horním rohu stránky "Home" a vyberte svou váhu s analýzou tělesného složení ze seznamu zařízení.

c. Dokončete párování podle pokynů v aplikaci.

8. Používání vašeho MorphoScan


∗ Před prvním měřením vytvořte v aplikaci RENPHO Health svůj správný uživatelský profil. Tím zajistíte, že vaše měření budou přesně zaznamenána a přiřazena k vašemu profilu.

1. Umístěte váhu na rovný, tvrdý povrch a stoupněte na elektrody váhy bosýma a suchýma nohama. Ujistěte se, že je mezi koleny a stehny mezera.



2. Uchopte rukojeť palci na palcových elektrodách a ostatními prsty na elektrodách pro čtyři prsty.

3. Zvedněte a držte rukojeť ve správné výšce s pažemi přirozeně visícími, mírně pokrčenými a od těla a břicha. Stůjte vzpřímeně, nehýbejte se a počkejte, až se na displeji váhy zobrazí vaše konečné výsledky měření.



4. Po měření lehce vytáhněte rukojeť (vysunutí nesmí přesáhnout 30 cm) a opatrně ji vraťte na své místo na váze. Váha přenese data do aplikace. Otevřete aplikaci pro synchronizaci a zobrazení podrobných výsledků měření, sledování pokroku a přístup k dalším funkcím a přehledům.

9. Průvodce řešením problémů

Problém	**Řešení**
Na displeji váhy vidím svá data o hmotnosti, tělesném tuku a BMI, ale moji rodinní příslušníci nebo přátelé ne.	Vaši rodinní příslušníci nebo přátelé si musí vyplnit své profilové údaje ve vaší aplikaci klepnutím na "Add User" na stránce "Account" nebo se přihlásit do aplikace RENPHO Health svým vlastním účtem.
Váha nedokáže zjistit tělesný tuk a/nebo další data.	a. Ujistěte se, že máte suché a bosé nohy. b. Stůjte klidně na váze přibližně 10 sekund, aby se proces měření dokončil. Pokud stále nefunguje, zkuste si na chodidla nanést trochu zvlhčujícího krému a změřte se znovu, nebo požádejte jinou osobu, aby vyzkoušela výše uvedené 2 kroky. Buďte opatrní, abyste neuklouzli na vážicí platformě.
Váha nefunguje správně nebo naměřené hodnoty jsou nepřesné.	Stiskněte tlačítko Reset pro resetování váhy.

10. Technické specifikace

Název výrobku	Váha s analýzou tělesného složení
Model	R-MSC01
Maximální kapacita	180 kg
Dělení	0,05 kg
Rozměry	310 × 346 × 52 mm
Kapacita baterie	500 mAh 1,85 Wh
Vstup	5V DC 0,5A
Jmenovitý výkon	2,5W

11. Záruční podmínky

Na váš výrobek RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data doručení.

Záruční podmínky naleznete na adrese:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Poznámka: Registrace výrobku není pro záruku vyžadována. Pokud se rozhodnete svůj výrobek neregistrovat, záruka tím nebude dotčena.

12. Zákaznický servis

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat. Tým zákaznického servisu RENPHO zaručuje rychlou odpověď a bezproblémové řešení jakéhokoli problému v rámci pracovní doby.

Tel: +1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday–Friday 9:00AM–4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (AEST)
+44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–5:00PM (GMT)
+49 40 23965285 (DE ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (CET)
23388392 (HK ONLY)

E-mail: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ V případě vadných výrobků nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. NELIKVIDUJTE žádné součásti výrobku, protože mohou být vyžadovány pro kontrolu/opravu.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



MorphoScan

Váha s analýzou telesného zloženia

Používateľská príručka

Model: R-MSC01

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.

3. Váha je určená len na domáce použitie, nie na lekárske alebo komerčné účely. Nemala by sa používať na diagnostiku chorôb, porúch alebo abnormálnych fyzických stavov.

4. Deti do 8 rokov alebo osoby, ktoré sú tehotné, majú osteoporózu, kardiostimulátor, umelé kĺby, prenosné EKG alebo iné kovové implantáty, by mali váhu používať len na váženie a mali by sa uistiť, že majú obuv, aby sa zabránilo prechodu elektrického prúdu pri stúpnutí na váhu.

5. Všetky poskytnuté údaje o zložení tela slúžia len ako orientačné a nemali by sa používať ako náhrada za rady licencovaného zdravotníckeho odborníka.

6. Váhu nepreťažujte. (Maximálna kapacita: 180 kg)

7. Pred každým použitím skontrolujte, či váha nie je poškodená. Nepoužívajte poškodenú váhu, aby ste predišli nepresnostiam alebo zraneniu.

8. Na nabíjanie váhy používajte len pribalený nabíjací kábel a nabíjačku (DC 5V 0,5A, nie je súčasťou balenia).

9. Pre zaistenie presnosti používajte váhu na tvrdom, rovnom a suchom povrchu.

10. Aby ste predišli rušeniu alebo nebezpečenstvu, nepoužívajte váhu v prostredí v blízkosti zariadení so silnými elektromagnetickými poľami.

11. Aby ste predišli zraneniu, nestúpajte na okraje váhy, neskáčte na ňu ani na ňu nedupte.

12. Váha je citlivé a presné meracie zariadenie. Zaobchádzajte s ňou opatrne, aby nedošlo k poškodeniu.

13. Váha nie je vodotesná. Udržujte ju suchú a nikdy ju neponárajte do vody. Na čistenie povrchu použite vlhkú handričku alebo čistič na sklo. Nepoužívajte mydlo ani chemické čistiace prostriedky.

14. Nevystavujte váhu priamemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte ju pri vysokých teplotách alebo v extrémne vlhkom prostredí. Skladujte váhu na chladnom a suchom mieste.

15. Nepokúšajte sa váhu z akéhokoľvek dôvodu rozoberať, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo zneplatnenie záruky.

1.1. O batérii


1. Nevystavujte prístroj ani batériu nadmerným teplotám.
2. Uvedomte si riziko skratovania kontaktov prístroja alebo batérie kovovými predmetmi.
3. Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Keď batéria dosiahne koniec životnosti, prístroj musí byť riadne zlikvidovaný.
4. Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani neskartujte.
5. Nevystavujte články ani batérie mechanickým nárazom.
6. V prípade úniku kvapaliny z článku zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. Ak ku kontaktu došlo, umyte postihnutú oblasť veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
7. Sekundárne články a batérie je potrebné pred použitím nabiť. Vždy používajte správnu nabíjačku a riaďte sa pokynmi výrobcu alebo návodom k výrobku na správne nabíjanie.
8. Nenechávajte batériu dlhodobo nabíjať, ak sa nepoužíva.
9. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
10. UPOZORNENIE – Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nenabíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte nad 100°C.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

2. Obsah balenia

- MorphoScan x1
- USB-C nabíjací kábel x1 (len na nabíjanie, nie na prenos dát)
- Používateľská príručka x1
- Stručný návod x1

3. O vašom MorphoScan



1. Palcové elektródy
2. Elektródy pre štyri prsty
3. VA displej
4. Nožné elektródy

5. USB-C nabíjací port
6. Tlačidlo Reset
7. Vážiaca platforma
8. Rukoväť
9. Nožičky

4. Ikony


Ikona	Popis
	Percento telesného tuku
	BMI
	Percento telesnej vody
	Percento kostrového svalstva
	Metabolický vek
	Percento kostnej hmoty
	Chudý/á
	Štandardná
	Nadváha
	Výrazná nadváha
	Nabíjanie
	Plne nabité
	Preťaženie Maximálna kapacita: 180 kg.
	Slabá batéria Nabite váhu.
	Nesprávne meranie Stúpte na váhu a zmerajte sa znova.
st lb kg	Jednotky Prepínajú sa prostredníctvom aplikácie.

5. Inicializácia/Resetovanie vášho MorphoScan

1. Pred prvým použitím stlačte tlačidlo Reset alebo pripojte váhu k napájaciemu zdroju pomocou pribaleného nabíjacieho kábla a nabíjačky (nie je súčasťou balenia) na inicializáciu váhy.


2. Na resetovanie váhy stlačte tlačidlo Reset.

Poznámka: Po resetovaní váhy na ňu stúpte na meranie až vtedy, keď sa na displeji zobrazí “000” alebo “00”.



6. Nabíjanie vášho MorphoScan

Doba nabíjania: pribl. 3 hodiny
DC 5V 0,5A nabíjačka (nie je súčasťou balenia)



7. Inštalácia aplikácie a párovanie

7.1. Stiahnutie aplikácie RENPHO Health

Naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte "RENPHO Health" v App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.
Systémové požiadavky: iOS 12.0 alebo novší, Android 7.0 alebo novší.

Poznámka: Vzhľadom na priebežné aktualizácie a vylepšenia sa môže aplikácia "RENPHO Health" mierne líšiť.

7.2. Prihlásenie / Registrácia

a. Prihláste sa priamo pomocou existujúceho účtu RENPHO Health.

b. Ak nemáte účet RENPHO Health, ťuknite na "Sign up", zadajte svoju e-mailovú adresu a vyplňte osobné údaje; tento krok je potrebný na presný výpočet vašich zdravotných meraní.

Poznámka: Môžete sa tiež prihlásiť v režime Hosť, ak sa nechcete registrovať. Vaše namerané údaje však nebudú uložené, ak sa prihlásite na inom zariadení.

7.3. Spárovanie váhy

Pred párovaním zapnite bezdrôtové pripojenie na svojom smartfóne.

a. Otvorte aplikáciu RENPHO Health, umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch a stúpte na ňu bosými a suchými nohami.


b. Ťuknite na "+" v pravom hornom rohu stránky "Home" a vyberte svoju váhu s analýzou telesného zloženia zo zoznamu zariadení.

c. Dokončite párovanie podľa pokynov v aplikácii.

8. Používanie vášho MorphoScan


∗ Pred prvým meraním si vytvorte v aplikácii RENPHO Health správny používateľský profil. Tým zabezpečíte, že vaše merania budú presne zaznamenané a priradené k vášmu profilu.

1. Umiestnite váhu na rovný, tvrdý povrch a stúpte na elektródy váhy bosými a suchými nohami. Uistite sa, že je medzi kolenami a stehnami medzera.



2. Uchopte rukoväť palcami na palcových elektródach a ostatnými prstami na elektródach pre štyri prsty.

3. Zdvihnite a držte rukoväť v správnej výške s pažami prirodzene visiacimi, mierne pokrčenými a od tela a brucha. Stojte vzpriamene, nehýbte sa a počkajte, kým sa na displeji váhy zobrazia vaše konečné výsledky merania.



4. Po meraní mierne vytiahnite rukoväť (vysunutie nesmie presiahnuť 30 cm) a opatrne ju vráťte na svoje miesto na váhe. Váha prenesie dáta do aplikácie. Otvorte aplikáciu na synchronizáciu a zobrazenie podrobných výsledkov merania, sledovanie pokroku a prístup k ďalším funkciám a prehľadom.

9. Sprievodca riešením problémov

Problém	**Riešenie**
Na displeji váhy vidím svoje údaje o hmotnosti, telesnom tuku a BMI, ale moji rodinní príslušníci alebo priatelia nie.	Vaši rodinní príslušníci alebo priatelia si musia vyplniť svoje profilové údaje vo vašej aplikácii ťuknutím na "Add User" na stránke "Account" alebo sa prihlásiť do aplikácie RENPHO Health vlastným účtom.
Váha nedokáže zistiť telesný tuk a/alebo ďalšie údaje.	a. Uistite sa, že máte suché a bosé nohy. b. Stojte pokojne na váhe približne 10 sekúnd, aby sa proces merania dokončil. Ak stále nefunguje, skúste si na chodidlá naniesť trochu hydratačného krému a zmerajte sa znova, alebo požiadajte inú osobu, aby vyskúšala vyššie uvedené 2 kroky. Buďte opatrní, aby ste nešmykli na vážiacej platforme.
Váha nefunguje správne alebo namerané hodnoty sú nepresné.	Stlačte tlačidlo Reset na resetovanie váhy.

10. Technické špecifikácie

Názov výrobku	Váha s analýzou telesného zloženia
Model	R-MSC01
Maximálna kapacita	180 kg
Delenie	0,05 kg
Rozmery	310 × 346 × 52 mm
Kapacita batérie	500 mAh 1,85 Wh
Vstup	5V DC 0,5A
Menovitý výkon	2,5W

11. Záručné podmienky

Na váš výrobok RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu doručenia.

Záručné podmienky nájdete na adrese:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Poznámka: Registrácia výrobku nie je pre záruku vyžadovaná. Ak sa rozhodnete svoj výrobok neregistrovať, záruka tým nebude dotknutá.

12. Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckeho servisu RENPHO zaručuje rýchlu odpoveď a bezproblémové riešenie akéhokoľvek problému v rámci pracovnej doby.

Tel: +1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday–Friday 9:00AM–4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (AEST)
+44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–5:00PM (GMT)
+49 40 23965285 (DE ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (CET)
23388392 (HK ONLY)

E-mail: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ V prípade chybných výrobkov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky v rámci stanovenej záručnej doby. NELIKVIDUJTE žiadne súčasti výrobku, pretože môžu byť vyžadované na kontrolu/opravu.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk



MorphoScan

Waga z analizą składu ciała

Instrukcja obsługi

Model: R-MSC01

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

3. Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, a nie do celów medycznych ani komercyjnych. Nie należy jej używać do diagnozowania chorób, zaburzeń ani nieprawidłowych stanów fizycznych.

4. Dzieci poniżej 8 lat, kobiety w ciąży oraz osoby z osteoporozą, rozrusznikiem serca, sztucznymi stawami, przenośnym EKG lub innymi implantami metalowymi powinny używać wagi wyłącznie do ważenia i wchodzić na nią w obuwiu, aby przez ciało nie przepływał prąd elektryczny.

5. Wszystkie dane dotyczące składu ciała mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie mogą zastąpić porady uprawnionego lekarza ani innego specjalisty ochrony zdrowia.

6. Nie przeciążaj wagi. (Maksymalne obciążenie: 180 kg)

7. Przed każdym użyciem sprawdź, czy waga nie jest uszkodzona. Nie używaj uszkodzonej wagi, aby uniknąć niedokładnych pomiarów lub obrażeń.

8. Do ładowania wagi używaj wyłącznie dołączonego kabla i ładowarki (DC 5V 0,5A, brak w zestawie).

9. Aby zapewnić dokładność pomiarów, ustaw wagę na twardej, płaskiej i suchej powierzchni.

10. Aby uniknąć zakłóceń lub zagrożenia, nie używaj wagi w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pola elektromagnetyczne.

11. Aby uniknąć obrażeń, nie stawaj na krawędziach wagi, nie skacz ani nie tupaj po niej.

12. Waga jest delikatnym i precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Obchodź się z nią ostrożnie, aby jej nie uszkodzić.

13. Waga nie jest wodoodporna. Utrzymuj ją w suchości i nigdy nie zanurzaj jej w wodzie. Powierzchnię czyść wilgotną ściereczką lub płynem do szyb. Nie używaj mydła ani chemicznych środków czyszczących.

14. Nie wystawiaj wagi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie używaj jej w wysokiej temperaturze ani w bardzo wilgotnych miejscach. Przechowuj wagę w chłodnym, suchym miejscu.

15. Pod żadnym pozorem nie rozbieraj wagi, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie lub utratę gwarancji.

1.1. Informacje o akumulatorze

1. Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie skrajnych temperatur.

2. Pamiętaj o ryzyku zwarcia styków urządzenia lub akumulatora przez metalowe przedmioty.

3. Urządzenie zawiera akumulator, którego nie można wymienić. Po zakończeniu żywotności akumulatora urządzenie należy prawidłowo zutylizować.

4. Nie rozbieraj, nie otwieraj ani nie rozdrabniaj akumulatora.

5. Nie narażaj ogniw ani akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.

6. W przypadku wycieku z ogniwa nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do kontaktu doszło, przemyj miejsce dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.

7. Ogniwa wtórne i akumulatory należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i postępuj zgodnie z instrukcjami ładowania producenta lub instrukcją obsługi produktu.

8. Nie pozostawiaj nieużywanego akumulatora na długotrwałym ładowaniu.

9. Po długim okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub akumulatorów, aby uzyskać ich pełną wydajność.


10. UWAGA – Akumulator zastosowany w tym urządzeniu może przy niewłaściwym obchodzeniu się stwarzać ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie ładuj ponownie, nie rozbieraj i nie podgrzewaj powyżej 100°C.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

2. Zawartość opakowania

- MorphoScan x1
- Kabel ładujący USB-C x1 (tylko do ładowania, nie do przesyłania danych)
- Instrukcja obsługi x1
- Skrócona instrukcja x1

3. Twoja waga MorphoScan



4. Ikony


Ikona	Opis
	Procent tkanki tłuszczowej
	BMI
	Procent wody w organizmie
	Procent mięśni szkieletowych
	Wiek metaboliczny
	Procent masy kostnej
	Niedowaga
	Norma
	Nadwaga
	Znaczna nadwaga
	Ładowanie
	W pełni naładowana
	Przeciążenie Maksymalne obciążenie: 180 kg.
	Niski poziom baterii Naładuj wagę.
	Nieprawidłowy pomiar Wejdź ponownie na wagę i powtórz pomiar.
st lb kg	Jednostki Zmieniane w aplikacji.

5. Inicjalizacja/resetowanie wagi MorphoScan

1. Przed pierwszym użyciem naciśnij przycisk Reset lub podłącz wagę do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla i ładowarki (brak w zestawie), aby ją zainicjalizować.


2. Aby zresetować wagę, naciśnij przycisk Reset.

Uwaga: Po zresetowaniu wagi wchodź na nią w celu pomiaru dopiero wtedy, gdy na wyświetlaczu pojawi się „000” lub „00”.



6. Ładowanie wagi MorphoScan

Czas ładowania: ok. 3 godziny
Ładowarka DC 5V 0,5A (brak w zestawie)



7. Instalacja aplikacji i parowanie

7.1. Pobierz aplikację RENPHO Health

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „RENPHO Health" w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację. Wymagania systemowe: iOS 12.0 lub nowszy, Android 7.0 lub nowszy.

Uwaga: Ze względu na ciągłe aktualizacje i ulepszenia aplikacja „RENPHO Health" może wyglądać nieco inaczej.

7.2. Logowanie / rejestracja

a. Zaloguj się bezpośrednio na istniejące konto RENPHO.

b. Jeśli nie masz konta RENPHO, stuknij „Sign up", zarejestruj się za pomocą adresu e-mail i uzupełnij dane osobowe; ten krok jest niezbędny do dokładnego obliczenia Twoich parametrów zdrowotnych.

Uwaga: Jeśli nie chcesz się rejestrować, możesz też zalogować się w trybie gościa. Twoje dane pomiarowe nie zostaną jednak zachowane, jeśli zalogujesz się na innym urządzeniu.

7.3. Parowanie wagi

Przed parowaniem włącz łączność bezprzewodową w smartfonie.

a. Otwórz aplikację RENPHO Health, ustaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni i wejdź na nią bosymi, suchymi stopami.


b. Stuknij „+" w prawym górnym rogu strony „Home" i wybierz swoją wagę z analizą składu ciała z listy urządzeń.

c. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć parowanie.

8. Korzystanie z wagi MorphoScan


∗ Przed pierwszym pomiarem utwórz w aplikacji RENPHO Health swój prawidłowy profil użytkownika. Dzięki temu pomiary zostaną dokładnie zapisane i przypisane do Twojego profilu.

1. Ustaw wagę na płaskiej, twardej powierzchni i stań bosymi, suchymi stopami na elektrodach wagi. Zadbaj o odstęp między kolanami i udami.



2. Chwyć uchwyt tak, aby kciuki spoczywały na elektrodach kciukowych, a pozostałe palce na elektrodach czteropalcowych.

3. Unieś uchwyt i trzymaj go na odpowiedniej wysokości, z rękami swobodnie opuszczonymi, lekko zgiętymi i odsuniętymi od tułowia i brzucha. Stój prosto, nie ruszaj się i zaczekaj, aż na wyświetlaczu wagi pojawią się ostateczne wyniki pomiaru.



4. Po pomiarze lekko wyciągnij uchwyt (wysunięcie nie może przekraczać 30 cm) i ostrożnie odłóż go na miejsce w wadze. Waga prześle dane do aplikacji. Otwórz aplikację, aby zsynchronizować i wyświetlić szczegółowe wyniki pomiarów, śledzić postępy i korzystać z dodatkowych funkcji i analiz.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Widzę na wyświetlaczu wagi swoją masę ciała, tkankę tłuszczową i BMI, ale u mojej rodziny lub znajomych to nie działa.	Członkowie rodziny lub znajomi muszą uzupełnić swój profil w Twojej aplikacji, stukając „Add User" na stronie „Account", albo zalogować się do aplikacji RENPHO Health na własne konto.
Waga nie wykrywa tkanki tłuszczowej i/lub innych danych.	a. Upewnij się, że stopy są suche i bose. b. Stój nieruchomo na wadze przez około 10 sekund, aż pomiar się zakończy. Jeśli dane nadal są niedostępne, nałóż na stopy odrobinę kremu nawilżającego i powtórz pomiar albo poproś inną osobę o wykonanie 2 powyższych kroków. Uważaj, aby nie poślizgnąć się na platformie wagi.
Waga działa nieprawidłowo lub pomiary są niedokładne.	Naciśnij przycisk Reset, aby zresetować wagę.

10. Dane techniczne

Nazwa produktu	Waga z analizą składu ciała
Model	R-MSC01
Maksymalne obciążenie	180 kg
Działka elementarna	0,05 kg
Wymiary	310 × 346 × 52 mm
Pojemność akumulatora	500 mAh 1,85 Wh
Wejście	5V DC 0,5A
Moc znamionowa	2,5W

11. Warunki gwarancji

Twój produkt RENPHO jest objęty roczną ograniczoną gwarancją producenta liczoną od daty dostawy.

Warunki gwarancji znajdziesz pod adresem:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do skorzystania z gwarancji. Brak rejestracji produktu nie powoduje utraty gwarancji.

12. Obsługa klienta

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Zespół obsługi klienta RENPHO gwarantuje szybką odpowiedź i bezproblemowe rozwiązanie każdego problemu w godzinach pracy.

Tel.: +1(844) 417 0149 (US&CA)
poniedziałek–piątek 9:00–16:30
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (tylko AU)
poniedziałek–piątek 9:00–18:00 (AEST)
+44(0)7434 666088 (tylko UK)
poniedziałek–piątek 9:00–17:00 (GMT)
+49 40 23965285 (tylko DE)
poniedziałek–piątek 9:00–18:00 (CET)
23388392 (tylko HK)

E-mail: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ W przypadku wadliwych produktów lub zwrotu towaru skontaktuj się z nami, podając numer zamówienia, w okresie gwarancyjnym. NIE wyrzucaj żadnych części produktu, ponieważ mogą być potrzebne do kontroli lub naprawy.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl



MorphoScan

Testösszetétel-elemző mérleg

Felhasználói kézikönyv

Modell: R-MSC01

1. Fontos biztonsági utasítások

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást biztosít számukra a készülék használatához.

2. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.

3. A mérleg kizárólag háztartási használatra készült, nem orvosi vagy kereskedelmi célokra. Nem használható betegségek, rendellenességek vagy kóros fizikai állapotok diagnosztizálására.

4. A 8 év alatti gyermekek, valamint a várandós személyek, csontritkulásban szenvedők, szívritmus-szabályozóval, műízülettel, hordozható EKG-val vagy egyéb fém implantátummal rendelkező személyek a mérleget kizárólag súlymérésre használják, és ügyeljenek arra, hogy cipőt viseljenek, hogy megelőzzék az áramütést a mérlegre lépéskor.

5. A testösszetételre vonatkozó összes adat csak tájékoztató jellegű, és nem helyettesítheti az engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember tanácsát.

6. Ne terhelje túl a mérleget. (Maximális teherbírás: 180 kg)

7. Minden használat előtt ellenőrizze a mérleget, nincs-e rajta sérülés. Ne használjon sérült mérleget a pontatlanság vagy sérülés elkerülése érdekében.

8. A mérleg töltéséhez kizárólag a mellékelt töltőkábelt és töltőt használja (DC 5V 0,5A, nem tartozék).

9. A pontosság biztosítása érdekében a mérleget kemény, sík és száraz felületen használja.

10. Az interferencia vagy veszély elkerülése érdekében ne használja a mérleget erős elektromágneses mezővel rendelkező berendezések közelében.

11. A sérülés megelőzése érdekében ne álljon a mérleg szélére, ne ugorjon rá és ne dobbanjon rajta.

12. A mérleg érzékeny és precíz mérőeszköz. Óvatosan kezelje a törés elkerülése érdekében.

13. A mérleg nem vízálló. Tartsa szárazon, és soha ne merítse vízbe. A felület tisztításához használjon nedves kendőt vagy üvegtisztítót. Ne használjon szappant vagy vegyi tisztítószereket.

14. Ne tegye ki a mérleget közvetlen napfénynek, és ne használja magas hőmérsékleten vagy rendkívül párás környezetben. A mérleget hűvös, száraz helyen tárolja.

15. Semmilyen okból ne próbálja meg szétszerelni a mérleget, mert ez károsodást okozhat vagy érvényteleníthet a garanciát.

1.1. Az akkumulátorról

1. Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.

2. Legyen tudatában annak, hogy az akkumulátoros készülék vagy az akkumulátor érintkezőit fém tárgyak rövidre zárhatják.

3. Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz. Amikor az akkumulátor eléri élettartama végét, a készüléket megfelelően kell ártalmatlanítani.

4. Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne aprítsa az akkumulátort.

5. Ne tegye ki a cellákat vagy akkumulátorokat mechanikai ütésnek.

6. Ha egy cellából folyadék szivárog, ne hagyja, hogy a folyadék érintkezzen a bőrrel vagy a szemmel. Ha érintkezés történt, mossa le az érintett területet bő vízzel, és kérjen orvosi tanácsot.

7. A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és kövesse a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvét a helyes töltéshez.

8. Ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig töltésen, ha nem használja.

9. Hosszabb tárolás után szükséges lehet a cellákat vagy akkumulátorokat többször feltölteni és lemeríteni a maximális teljesítmény eléréséhez.


10. FIGYELMEZTETÉS – Az ebben a készülékben használt akkumulátor helytelen kezelés esetén tűz- vagy vegyi égési veszélyt jelenthet. Ne töltse újra, ne szerelje szét, ne hevítse 100°C fölé.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

2. A doboz tartalma

- MorphoScan x1
- USB-C töltőkábel x1 (csak töltéshez, nem adatátvitelhez)
- Felhasználói kézikönyv x1
- Gyors útmutató x1

3. A MorphoScan bemutatása



1. Hüvelykujj-elektródák
2. Négyujjas elektródák
3. VA kijelző
4. Lábelektródák

5. USB-C töltőcsatlakozó
6. Reset gomb
7. Mérőplatform
8. Fogantyú
9. Lábtalpak

4. Ikonok


Ikon	Leírás
	Testzsírszázalék
	BMI
	Testvízszázalék
	Vázizomzat százalék
	Metabolikus kor
	Csonttömeg százalék
	Sovány
	Normál
	Túlsúlyos
	Erősen túlsúlyos
	Töltés
	Teljesen feltöltve
	Túlterhelés Maximális teherbírás: 180 kg.
	Alacsony akkumulátorszint Töltse fel a mérleget.
	Hibás mérés Álljon a mérlegre és mérjen újra.
st lb kg	Mértékegységek Az alkalmazáson keresztül váltható.

5. A MorphoScan inicializálása/visszaállítása

1. Az első használat előtt nyomja meg a Reset gombot, vagy csatlakoztassa a mérleget áramforráshoz a mellékelt töltőkábel és töltő (nem tartozék) segítségével a mérleg inicializálásához.


2. A mérleg visszaállításához nyomja meg a Reset gombot.

Megjegyzés: A mérleg visszaállítása után csak akkor lépjen rá méréshez, amikor a kijelzőn „000” vagy „00” jelenik meg.



6. A MorphoScan töltése

Töltési idő: kb. 3 óra
DC 5V 0,5A töltő (nem tartozék)



7. Az alkalmazás telepítése és párosítás

7.1. A RENPHO Health alkalmazás letöltése

Szkennelje be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá a „RENPHO Health” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Playen az alkalmazás letöltéséhez.
Rendszerkövetelmény: iOS 12.0 vagy újabb, Android 7.0 vagy újabb.

Megjegyzés: A folyamatos frissítések és fejlesztések miatt a „RENPHO Health” alkalmazás kissé eltérően jelenhet meg.

7.2. Bejelentkezés / Regisztráció

a. Jelentkezzen be közvetlenül meglévő RENPHO Health fiókjával.

b. Ha nincs RENPHO Health fiókja, koppintson a „Sign up” gombra, adja meg e-mail címét és töltse ki a személyes adatokat; ez a lépés szükséges az egészségügyi mérések pontos kiszámításához.

Megjegyzés: Vendég módban is bejelentkezhet, ha nem kíván regisztrálni. A mérési adatok azonban nem lesznek elmentve, ha egy másik eszközön jelentkezik be.

7.3. A mérleg párosítása

Párosítás előtt engedélyezze a vezeték nélküli kapcsolatot okostelefonján.

a. Nyissa meg a RENPHO Health alkalmazást, helyezze a mérleget kemény és sík felületre, és lépjen rá mezítláb, száraz lábbal.


b. Koppintson a „+” jelre a „Home” oldal jobb felső sarkában, és válassza ki a testösszetétel-elemző mérleget az eszközlistából.

c. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a párosítás befejezéséhez.

8. A MorphoScan használata


∗ Az első mérés előtt hozza létre helyes felhasználói profilját a RENPHO Health alkalmazásban. Ez biztosítja, hogy mérései pontosan rögzítve és a profiljához rendelve legyenek.

1. Helyezze a mérleget sík, kemény felületre, és lépjen a mérleg elektródáira mezítláb, száraz lábbal. Ügyeljen arra, hogy legyen hely a térdei és combjai között.



2. Fogja meg a fogantyút úgy, hogy hüvelykujjai a hüvelykujj-elektródákon, a többi ujja pedig a négyujjas elektródákon legyen.

3. Emelje fel és tartsa a fogantyút a megfelelő magasságban, karjai természetesen lógjanak, enyhén hajlítva és a testtől, valamint a hastól távol. Álljon egyenesen, mozdulatlanul, és várja meg, amíg a végleges mérési eredmények megjelennek a mérleg kijelzőjén.



4. Mérés után óvatosan húzza ki a fogantyút (a kihúzás ne haladja meg a 30 cm-t), majd gondosan helyezze vissza a mérlegre a helyére. A mérleg továbbítja az adatokat az alkalmazásba. Nyissa meg az alkalmazást a szinkronizáláshoz, és tekintse meg részletes mérési eredményeit, kövesse nyomon haladását, és érje el a további funkciókat és betekintéseket.

9. Hibaelhárítási útmutató

Probléma	**Megoldás**
A mérleg kijelzőjén látom a testsúly, testzsír és BMI adataimat, de családtagjaim vagy barátaim nem kapnak eredményt.	Családtagjainak vagy barátainak ki kell tölteniük profiljukat az alkalmazásban az „Add User” gombra koppintva az „Account” oldalon, vagy be kell jelentkezniük a RENPHO Health alkalmazásba saját fiókjukkal.
A mérleg nem tudja mérni a testzsírt és/vagy egyéb adatokat.	a. Győződjön meg arról, hogy lába száraz és mezítláb áll. b. Álljon mozdulatlanul a mérlegre körülbelül 10 másodpercig, amíg a mérési folyamat befejeződik. Ha továbbra sem működik, próbáljon meg egy kevés hidratálókrémet kenni a talpára, és mérjen újra, vagy kérjen meg egy másik személyt, hogy próbálja ki a fenti 2 lépést. Ügyeljen arra, hogy ne csússzon meg a mérőplatformon.
A mérleg hibásan működik, vagy pontatlan mérési eredményeket kapok.	Nyomja meg a Reset gombot a mérleg visszaállításához.

10. Műszaki specifikációk

Terméknév	Testösszetétel-elemző mérleg
Modell	R-MSC01
Maximális teherbírás	180 kg
Osztás	0,05 kg
Méretek	310 × 346 × 52 mm
Akkumulátor kapacitás	500 mAh 1,85 Wh
Bemenet	5V DC 0,5A
Névleges teljesítmény	2,5W

11. Garanciális feltételek

Az Ön RENPHO termékére a kézbesítés napjától számított egyéves korlátozott gyártói garancia vonatkozik.

A garanciális feltételeket a következő címen tekintheti meg:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Megjegyzés: A termék regisztrációja nem szükséges a garanciához. Ha úgy dönt, hogy nem regisztrálja termékét, az nem érvényteleníti a garanciát.

12. Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. A RENPHO ügyfélszolgálati csapat gyors választ és problémamentes megoldást garantál munkaidőben.

Tel: +1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday–Friday 9:00AM–4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (AEST)
+44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–5:00PM (GMT)
+49 40 23965285 (DE ONLY)
Monday–Friday 9:00AM–6:00PM (CET)
23388392 (HK ONLY)

E-mail: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ Hibás termékek vagy visszaküldés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a rendelési számával a meghatározott garanciális időszakon belül. NE selejtezzen ki semmilyen termékalkatrészt, mert szükség lehet rájuk az ellenőrzéshez/javításhoz.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu



MorphoScan

Cântar cu analiza compoziţiei corporale

Ghid de utilizare

Model: R-MSC01

1. Instrucţiuni importante de siguranţă

CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experienţă şi cunoştinţe, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranţa lor.

2. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

3. Cântarul este destinat exclusiv uzului casnic, nu scopurilor medicale sau comerciale. Nu trebuie folosit pentru diagnosticarea unei boli, a unei tulburări sau a unei stări fizice anormale.

4. Copiii sub 8 ani, femeile însărcinate şi persoanele cu osteoporoză, stimulator cardiac, proteze articulare, ECG portabil sau alte implanturi metalice trebuie să folosească cântarul numai pentru cântărire şi să poarte încălţăminte când urcă pe cântar, pentru a evita trecerea curentului electric.

5. Toate datele privind compoziţia corporală au doar caracter orientativ şi nu înlocuiesc sfatul unui cadru medical autorizat.

6. Nu supraîncărcaţi cântarul. (Capacitate maximă: 180 kg)

7. Verificaţi cântarul înainte de fiecare utilizare pentru a depista eventuale deteriorări. Nu folosiţi un cântar deteriorat, pentru a evita măsurătorile inexacte sau rănirea.

8. Pentru încărcarea cântarului folosiţi numai cablul de încărcare furnizat şi un încărcător (DC 5V 0,5A, nu este inclus).

9. Pentru măsurători precise, folosiţi cântarul pe o suprafaţă dură, plană şi uscată.

10. Pentru a evita interferenţele sau pericolele, nu folosiţi cântarul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice puternice.

11. Pentru a preveni rănirea, nu staţi pe marginile cântarului, nu săriţi şi nu călcaţi apăsat pe el.

12. Cântarul este un instrument de măsură delicat şi precis. Manevraţi-l cu grijă pentru a nu-l deteriora.

13. Cântarul nu este rezistent la apă. Păstraţi-l uscat şi nu-l scufundaţi niciodată în apă. Curăţaţi suprafaţa cu o lavetă umedă sau cu soluţie pentru geamuri. Nu folosiţi săpun sau agenţi chimici de curăţare.

14. Nu expuneţi cântarul la lumina directă a soarelui şi nu-l folosiţi la temperaturi ridicate sau în spaţii foarte umede. Depozitaţi cântarul într-un loc răcoros şi uscat.

15. Nu încercaţi sub niciun motiv să dezasamblaţi cântarul, deoarece îl puteţi deteriora sau puteţi pierde garanţia.

1.1. Despre acumulator

1. Nu expuneţi aparatul sau acumulatorul la temperaturi extreme.

2. Fiţi conştienţi de riscul ca bornele aparatului sau ale acumulatorului să fie scurtcircuitate de obiecte metalice.

3. Acest aparat conţine un acumulator care nu poate fi înlocuit. La sfârşitul duratei de viaţă a acumulatorului, aparatul trebuie eliminat în mod corespunzător.

4. Nu dezasamblaţi, nu deschideţi şi nu mărunţiţi acumulatorul.

5. Nu supuneţi celulele sau acumulatorii la şocuri mecanice.

6. Dacă o celulă prezintă scurgeri, nu lăsaţi lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În caz de contact, spălaţi zona afectată cu multă apă şi solicitaţi asistenţă medicală.

7. Celulele secundare şi acumulatorii trebuie încărcaţi înainte de utilizare. Folosiţi întotdeauna încărcătorul corect şi consultaţi instrucţiunile producătorului sau manualul produsului pentru încărcarea corectă.

8. Nu lăsaţi un acumulator neutilizat la încărcat timp îndelungat.

9. După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcaţi şi să descărcaţi de mai multe ori celulele sau acumulatorii pentru a obţine performanţa maximă.


10. ATENŢIE – Acumulatorul folosit în acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau de arsuri chimice dacă este manipulat greşit. Nu reîncărcaţi, nu dezasamblaţi şi nu încălziţi peste 100°C.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

2. Conţinutul pachetului

- MorphoScan x1
- Cablu de încărcare USB-C x1 (numai pentru încărcare, nu pentru transfer de date)
- Manual de utilizare x1
- Ghid rapid x1

3. Despre cântarul MorphoScan



4. Pictograme


Pictogramă	Descriere
	Procentul de grăsime corporală
	IMC (BMI)
	Procentul de apă din corp
	Procentul de muşchi scheletici
	Vârsta metabolică
	Procentul de masă osoasă
	Subponderal
	Normal
	Supraponderal
	Supraponderal sever
	Se încarcă
	Încărcat complet
	Supraîncărcare Capacitate maximă: 180 kg.
	Baterie descărcată Încărcaţi cântarul.
	Măsurare incorectă Urcaţi din nou pe cântar şi repetaţi măsurarea.
st lb kg	Unităţi de măsură Se schimbă din aplicaţie.

5. Iniţializarea/resetarea cântarului MorphoScan

1. Înainte de prima utilizare, apăsaţi butonul Reset sau conectaţi cântarul la o sursă de alimentare cu ajutorul cablului de încărcare furnizat şi al unui încărcător (nu este inclus) pentru a-l iniţializa.


2. Pentru a reseta cântarul, apăsaţi butonul Reset.

Notă: După resetare, urcaţi pe cântar pentru măsurare numai după ce pe afişaj apare „000” sau „00”.



6. Încărcarea cântarului MorphoScan

Timp de încărcare: aprox. 3 ore
Încărcător DC 5V 0,5A (nu este inclus)



7. Instalarea aplicaţiei şi asocierea

7.1. Descărcaţi aplicaţia RENPHO Health

Scanaţi codul QR de mai jos sau căutaţi „RENPHO Health” în App Store sau Google Play pentru a descărca aplicaţia.
Cerinţe de sistem: iOS 12.0 sau o versiune ulterioară, Android 7.0 sau o versiune ulterioară.

Notă: Datorită actualizărilor şi îmbunătăţirilor continue, aplicaţia „RENPHO Health” poate arăta uşor diferit.

7.2. Autentificare / înregistrare

a. Conectaţi-vă direct cu un cont RENPHO existent.

b. Dacă nu aveţi un cont RENPHO, atingeţi „Sign up”, înregistraţi-vă cu adresa de e-mail şi completaţi datele personale; acest pas este necesar pentru calcularea exactă a valorilor dvs. de sănătate.

Notă: Dacă nu doriţi să vă înregistraţi, vă puteţi conecta şi în modul Invitat. Totuşi, datele măsurătorilor nu vor fi păstrate dacă vă conectaţi pe un alt dispozitiv.

7.3. Asocierea cântarului

Înainte de asociere, activaţi conexiunea wireless pe smartphone.

a. Deschideţi aplicaţia RENPHO Health, aşezaţi cântarul pe o suprafaţă dură şi plană şi urcaţi pe el cu tălpile goale şi uscate.


b. Atingeţi „+” în colţul din dreapta sus al paginii „Home” şi selectaţi cântarul cu analiza compoziţiei corporale din lista de dispozitive.

c. Urmaţi instrucţiunile din aplicaţie pentru a finaliza asocierea.

8. Utilizarea cântarului MorphoScan


∗ Înainte de prima măsurare, creaţi-vă profilul de utilizator corect în aplicaţia RENPHO Health. Astfel, măsurătorile vor fi înregistrate precis şi asociate profilului dvs.

1. Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă plană şi dură şi urcaţi cu tălpile goale şi uscate pe electrozii cântarului. Asiguraţi-vă că există spaţiu între genunchi şi coapse.



2. Apucaţi mânerul cu degetele mari pe electrozii pentru degetul mare şi cu celelalte degete pe electrozii pentru patru degete.

3. Ridicaţi mânerul şi ţineţi-l la nivelul potrivit, cu braţele lăsate natural, uşor îndoite şi depărtate de corp şi abdomen. Staţi drept, nemişcat, şi aşteptaţi până când rezultatele finale ale măsurării apar pe afişajul cântarului.



4. După măsurare, trageţi uşor de mâner (extensia nu trebuie să depăşească 30 cm) şi puneţi-l cu grijă înapoi la locul său pe cântar. Cântarul va transmite datele către aplicaţie. Deschideţi aplicaţia pentru a sincroniza şi a vedea măsurătorile detaliate, a urmări progresul şi a accesa funcţii şi informaţii suplimentare.

9. Ghid de depanare

Problemă	**Soluţie**
Văd pe afişajul cântarului greutatea, grăsimea corporală şi IMC-ul meu, dar la familie sau prieteni nu funcţionează.	Membrii familiei sau prietenii trebuie să-şi completeze profilul în aplicaţia dvs. atingând „Add User" pe pagina „Account" sau să se conecteze la aplicaţia RENPHO Health cu propriul cont.
Cântarul nu detectează grăsimea corporală şi/sau alte date.	a. Asiguraţi-vă că tălpile sunt uscate şi goale. b. Staţi nemişcat pe cântar aproximativ 10 secunde, până la finalizarea măsurării. Dacă datele tot nu apar, aplicaţi puţină cremă hidratantă pe tălpi şi măsuraţi din nou sau rugaţi o altă persoană să încerce cei 2 paşi de mai sus. Aveţi grijă să nu alunecaţi pe platforma de cântărire.
Cântarul funcţionează defectuos sau măsurătorile sunt inexacte.	Apăsaţi butonul Reset pentru a reseta cântarul.

10. Specificaţii tehnice

Denumire produs	Cântar cu analiza compoziţiei corporale
Model	R-MSC01
Capacitate maximă	180 kg
Diviziune	0,05 kg
Dimensiuni	310 × 346 × 52 mm
Capacitate acumulator	500 mAh 1,85 Wh
Intrare	5V DC 0,5A
Putere nominală	2,5W

11. Politica de garanţie

Produsul dvs. RENPHO beneficiază de o garanţie limitată a producătorului de un an de la data livrării.

Termenii şi condiţiile garanţiei sunt disponibile la:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Notă: Înregistrarea produsului nu este necesară pentru garanţie. Dacă alegeţi să nu vă înregistraţi produsul, garanţia nu se pierde.

12. Serviciul clienţi

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, nu ezitaţi să ne contactaţi. Echipa de asistenţă pentru clienţi RENPHO garantează un răspuns rapid şi soluţii fără complicaţii pentru orice problemă, în timpul programului de lucru.

Tel.: +1(844) 417 0149 (US&CA)
luni–vineri 9:00–16:30
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (doar AU)
luni–vineri 9:00–18:00 (AEST)
+44(0)7434 666088 (doar UK)
luni–vineri 9:00–17:00 (GMT)
+49 40 23965285 (doar DE)
luni–vineri 9:00–18:00 (CET)
23388392 (doar HK)

E-mail: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ Pentru produse defecte sau returnarea articolelor, contactaţi-ne cu numărul comenzii în perioada de garanţie specificată. NU aruncaţi nicio componentă a produsului, deoarece poate fi necesară pentru inspecţie/reparaţie.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro



MorphoScan

Tehtnica z analizo telesne sestave

Navodila za uporabo

Model: R-MSC01

1. Pomembna varnostna navodila

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE VSA NAVODILA.

1. Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali jim je ta dala navodila za uporabo naprave.
2. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
3. Tehtnica je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu, ne pa za medicinske ali komercialne namene. Ne uporabljajte je za diagnosticiranje bolezni, motenj ali nenormalnih telesnih stanj.
4. Otroci, mlajši od 8 let, nosečnice in osebe z osteoporozo, srčnim spodbujevalnikom, umetnimi sklepi, prenosnim EKG-jem ali drugimi kovinskimi vsadki naj tehtnico uporabljajo samo za tehtanje in naj nanjo stopijo obuti, da skozi telo ne steče električni tok.
5. Vsi podatki o telesni sestavi so zgolj informativni in ne nadomeščajo nasveta pooblaščenega zdravstvenega strokovnjaka.
6. Tehtnice ne preobremenjujte. (Največja obremenitev: 180 kg)
7. Pred vsako uporabo preverite, ali je tehtnica poškodovana. Poškodovane tehtnice ne uporabljajte, da preprečite nenatančne meritve ali poškodbe.
8. Tehtnico polnite samo s priloženim polnilnim kablom in polnilnikom (DC 5V 0,5A, ni priložen).
9. Za natančne meritve postavite tehtnico na trdo, ravno in suho podlago.
10. Da preprečite motnje ali nevarnost, tehtnice ne uporabljajte v bližini naprav z močnimi elektromagnetnimi polji.
11. Da preprečite poškodbe, ne stopajte na robove tehtnice, ne skačite in ne topotajte po njej.
12. Tehtnica je občutljiva in natančna merilna naprava. Z njo ravnajte previdno, da se ne poškoduje.
13. Tehtnica ni vodotesna. Hranite jo na suhem in je nikoli ne potapljajte v vodo. Površino očistite z vlažno krpo ali čistilom za steklo. Ne uporabljajte mila ali kemičnih čistil.
14. Tehtnice ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in je ne uporabljajte pri visokih temperaturah ali v zelo vlažnih prostorih. Tehtnico hranite na hladnem in suhem mestu.
15. Tehtnice nikakor ne poskušajte razstaviti, saj jo lahko s tem poškodujete ali izgubite garancijo.

1.1. O bateriji


1. Naprave ali baterije ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
2. Zavedajte se nevarnosti, da kovinski predmeti povzročijo kratek stik med kontakti naprave ali baterije.
3. Naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče zamenjati. Ko se življenjska doba baterije izteče, je treba napravo ustrezno odstraniti.
4. Baterije ne razstavljajte, ne odpirajte in ne drobite.
5. Členov ali baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
6. Če člen pušča, preprečite stik tekočine s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeto mesto sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
7. Sekundarne člene in baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno uporabljajte pravi polnilnik in upoštevajte navodila proizvajalca ali navodila za uporabo izdelka za pravilno polnjenje.
8. Baterije, ki je ne uporabljate, ne puščajte dolgo na polnjenju.
9. Po daljšem skladiščenju bo morda treba člene ali baterije večkrat napolniti in izprazniti, da dosežejo največjo zmogljivost.
10. POZOR – Baterija v tej napravi lahko ob nepravilnem ravnanju povzroči požar ali kemične opekline. Ne polnite je znova, ne razstavljajte je in je ne segrevajte nad 100°C.

SHRANITE TA NAVODILA

2. Vsebina paketa

- MorphoScan x1
- Polnilni kabel USB-C x1 (samo za polnjenje, ne za prenos podatkov)
- Navodila za uporabo x1
- Kratka navodila x1

3. O tehtnici MorphoScan



4. Ikone


Ikona	Opis
	Odstotek telesne maščobe
	ITM (BMI)
	Odstotek vode v telesu
	Odstotek skeletnih mišic
	Metabolna starost
	Odstotek kostne mase
	Prenizka teža
	Normalno
	Prekomerna teža
	Močno prekomerna teža
	Polnjenje
	Popolnoma napolnjeno
	Preobremenitev Največja obremenitev: 180 kg.
	Prazna baterija Napolnite tehtnico.
	Napačna meritev Ponovno stopite na tehtnico in ponovite meritev.
st lb kg	Enote Preklopite jih v aplikaciji.

5. Inicializacija/ponastavitev tehtnice MorphoScan

1. Pred prvo uporabo pritisnite gumb Reset ali tehtnico s priloženim polnilnim kablom in polnilnikom (ni priložen) priključite na vir napajanja, da jo inicializirate.


2. Za ponastavitev tehtnice pritisnite gumb Reset.

Opomba: Po ponastavitvi stopite na tehtnico za meritev šele, ko se na zaslonu prikaže „000“ ali „00“.



6. Polnjenje tehtnice MorphoScan

Čas polnjenja: pribl. 3 ure
Polnilnik DC 5V 0,5A (ni priložen)



7. Namestitev aplikacije in seznanjanje

7.1. Prenesite aplikacijo RENPHO Health

Skenirajte spodnjo kodo QR ali poiščite „RENPHO Health“ v trgovini App Store ali Google Play in prenesite aplikacijo. Sistemske zahteve: iOS 12.0 ali novejši, Android 7.0 ali novejši.

Opomba: Zaradi stalnih posodobitev in izboljšav je lahko videz aplikacije „RENPHO Health“ nekoliko drugačen.

7.2. Prijava / registracija

a. Prijavite se neposredno z obstoječim računom RENPHO.

b. Če računa RENPHO nimate, tapnite „Sign up“, se registrirajte z e-poštnim naslovom in vnesite osebne podatke; ta korak je potreben za natančen izračun vaših zdravstvenih meritev.

Opomba: Če se ne želite registrirati, se lahko prijavite tudi v načinu za goste. Vendar vaši podatki o meritvah ne bodo shranjeni, če se prijavite v drugi napravi.

7.3. Seznanjanje tehtnice

Pred seznanjanjem na pametnem telefonu vklopite brezžično povezavo.

a. Odprite aplikacijo RENPHO Health, postavite tehtnico na trdo in ravno podlago ter nanjo stopite z bosimi in suhimi stopali.


b. Tapnite „+“ v zgornjem desnem kotu strani „Home“ in na seznamu naprav izberite svojo tehtnico z analizo telesne sestave.

c. Za dokončanje seznanjanja sledite navodilom v aplikaciji.

8. Uporaba tehtnice MorphoScan


∗ Pred prvo meritvijo v aplikaciji RENPHO Health ustvarite svoj pravilen uporabniški profil. Tako bodo vaše meritve natančno zabeležene in povezane z vašim profilom.

1. Postavite tehtnico na ravno, trdo podlago in z bosimi, suhimi stopali stopite na elektrode tehtnice. Poskrbite, da je med koleni in stegni razmik.



2. Primite ročaj tako, da so palci na elektrodah za palce, ostali prsti pa na elektrodah za štiri prste.

3. Ročaj dvignite in ga držite na ustrezni višini, z rokami naravno spuščenimi, rahlo pokrčenimi in odmaknjenimi od telesa in trebuha. Stojte vzravnano in mirno ter počakajte, da se na zaslonu tehtnice prikažejo končni rezultati meritve.



4. Po meritvi rahlo povlecite ročaj (izvlek ne sme presegati 30 cm) in ga previdno vrnite na njegovo mesto na tehtnici. Tehtnica bo podatke prenesla v aplikacijo. Odprite aplikacijo, da sinhronizirate in si ogledate podrobne meritve, spremljate napredek ter uporabljate dodatne funkcije in analize.

9. Odpravljanje težav

Težava	**Rešitev**
Na zaslonu tehtnice vidim svojo težo, telesno maščobo in ITM, pri družinskih članih ali prijateljih pa to ne deluje.	Družinski člani ali prijatelji morajo v vaši aplikaciji izpolniti svoje profilne podatke s tapom na „Add User“ na strani „Account“ ali pa se v aplikacijo RENPHO Health prijaviti s svojim računom.
Tehtnica ne zazna telesne maščobe in/ali drugih podatkov.	a. Poskrbite, da so stopala suha in bosa. b. Približno 10 sekund mirno stojte na tehtnici, da se meritev zaključi. Če podatki še vedno niso na voljo, na stopala nanesite malo vlažilne kreme in ponovite meritev ali prosite drugo osebo, naj poskusi zgornja 2 koraka. Pazite, da vam na tehtalni ploščadi ne zdrsne.
Tehtnica ne deluje pravilno ali so meritve nenatančne.	Za ponastavitev tehtnice pritisnite gumb Reset.

10. Tehnični podatki

Ime izdelka	Tehtnica z analizo telesne sestave
Model	R-MSC01
Največja obremenitev	180 kg
Razdelek	0,05 kg
Mere	310 × 346 × 52 mm
Kapaciteta baterije	500 mAh 1,85 Wh
Vhod	5V DC 0,5A
Nazivna moč	2,5W

11. Garancijski pogoji

Za vaš izdelek RENPHO velja enoletna omejena garancija proizvajalca od datuma dostave.

Garancijske pogoje najdete na:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Opomba: Registracija izdelka za garancijo ni potrebna. Če se odločite, da izdelka ne boste registrirali, garancija s tem ne preneha.

12. Služba za stranke

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke, se obrnite na nas. Ekipa službe za stranke RENPHO v delovnem času zagotavlja hiter odziv in enostavno rešitev vsake težave.

Tel.:
+1(844) 417 0149 (US&CA)
ponedeljek–petek 9.00–16.30
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (samo AU)
ponedeljek–petek 9.00–18.00 (AEST)
+44(0)7434 666088 (samo UK)
ponedeljek–petek 9.00–17.00 (GMT)
+49 40 23965285 (samo DE)
ponedeljek–petek 9.00–18.00 (CET)
23388392 (samo HK)

E-pošta:
support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ Za okvarjene izdelke ali vračilo izdelkov se v navedenem garancijskem roku obrnite na nas in navedite številko naročila. NE zavrzite nobenega dela izdelka, saj bo morda potreben za pregled/popravilo.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si



MorphoScan

Везна за анализ на телесния състав

Ръководство за потребителя

Модел: R-MSC01

1. Важни инструкции за безопасност

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ.

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с липса на опит и познания, освен ако не са под надзор или не са инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

3. Везната е предназначена само за домашна употреба, а не за медицински или търговски цели. Тя не трябва да се използва за диагностициране на заболяване, разстройство или анормално физическо състояние.

4. Деца под 8 години, бременни жени и лица с остеопороза, пейсмейкър, изкуствени стави, преносимо ЕКГ или други метални импланти трябва да използват везната само за претегляне и да стъпват на нея с обувки, за да не преминава електрически ток през тялото.

5. Всички данни за телесния състав са само за ориентация и не заместват съвета на правоспособен медицински специалист.

6. Не претоварвайте везната. (Максимален товар: 180 kg)

7. Преди всяка употреба проверявайте везната за повреди. Не използвайте повредена везна, за да избегнете неточни измервания или нараняване.

8. Зареждайте везната само с предоставения кабел за зареждане и зарядно устройство (DC 5V 0,5A, не е включено в комплекта).

9. За точни измервания използвайте везната върху твърда, равна и суха повърхност.

10. За да избегнете смущения или опасност, не използвайте везната в близост до оборудване със силни електромагнитни полета.

11. За да избегнете нараняване, не стъпвайте по ръбовете на везната, не скачайте и не тропайте по нея.

12. Везната е деликатен и прецизен измервателен уред. Работете с нея внимателно, за да не я повредите.

13. Везната не е водоустойчива. Пазете я суха и никога не я потапяйте във вода. Почиствайте повърхността с влажна кърпа или препарат за стъкло. Не използвайте сапун или химически почистващи препарати.

14. Не излагайте везната на пряка слънчева светлина и не я използвайте при високи температури или в много влажни помещения. Съхранявайте везната на хладно и сухо място.

15. Не се опитвайте да разглобявате везната по каквато и да е причина, тъй като това може да я повреди или да анулира гаранцията.

1.1. За батерията


1. Не излагайте уреда или батерията на екстремни температури.
2. Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда или батерията от метални предмети.
3. Този уред съдържа батерия, която не може да бъде сменена. Когато батерията достигне края на експлоатационния си живот, уредът трябва да бъде изхвърлен по надлежния ред.
4. Не разглобявайте, не отваряйте и не раздробявайте батерията.
5. Не излагайте клетките или батериите на механични удари.
6. При изтичане на клетка не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. При контакт измийте засегнатото място с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.
7. Акумулаторните клетки и батерии трябва да се заредят преди употреба. Винаги използвайте подходящото зарядно устройство и спазвайте указанията на производителя или ръководството на продукта за правилно зареждане.
8. Не оставяйте неизползвана батерия продължително време на зареждане.
9. След продължително съхранение може да се наложи клетките или батериите да се заредят и разредят няколко пъти, за да се постигне максимална производителност.
10. ВНИМАНИЕ – Батерията в това устройство може да предизвика риск от пожар или химическо изгаряне при неправилна употреба. Не презареждайте, не разглобявайте и не нагрявайте над 100°C.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

2. Съдържание на опаковката

- MorphoScan x1
- USB-C кабел за зареждане x1 (само за зареждане, не за пренос на данни)
- Ръководство за потребителя x1
- Кратко ръководство x1

3. За вашата везна MorphoScan



4. Икони


Икона	Описание
	Процент телесни мазнини
	ИТМ (BMI)
	Процент вода в тялото
	Процент скелетна мускулатура
	Метаболитна възраст
	Процент костна маса
	Поднормено тегло
	Нормално
	Наднормено тегло
	Силно наднормено тегло
	Зареждане
	Напълно заредена
	Претоварване Максимален товар: 180 kg.
	Изтощена батерия Заредете везната.
	Неправилно измерване Стъпете отново на везната и повторете измерването.
st lb kg	Мерни единици Превключват се от приложението.

5. Инициализиране/нулиране на MorphoScan

1. Преди първата употреба натиснете бутона Reset или свържете везната към захранване с предоставения кабел за зареждане и зарядно устройство (не е включено в комплекта), за да я инициализирате.


2. За да нулирате везната, натиснете бутона Reset.

Забележка: След нулиране стъпвайте на везната за измерване едва когато на дисплея се покаже „000“ или „00“.



6. Зареждане на MorphoScan

Време за зареждане: около 3 часа
Зарядно устройство DC 5V 0,5A (не е включено в комплекта)



7. Инсталиране на приложението и сдвояване

7.1. Изтеглете приложението RENPHO Health

Сканирайте QR кода по-долу или потърсете „RENPHO Health“ в App Store или Google Play, за да изтеглите приложението.
Системни изисквания: iOS 12.0 или по-нова версия, Android 7.0 или по-нова версия.

Забележка: Поради непрекъснатите актуализации и подобрения приложението „RENPHO Health“ може да изглежда малко по-различно.

7.2. Вход / регистрация

а. Влезте директно със съществуващ акаунт в RENPHO.

б. Ако нямате акаунт в RENPHO, докоснете „Sign up“, регистрирайте се с имейл адреса си и попълнете личните си данни; тази стъпка е необходима за точното изчисляване на здравните ви показатели.

Забележка: Ако не желаете да се регистрирате, можете да влезете и в режим „Гост“. Данните от измерванията ви обаче няма да бъдат запазени, ако влезете от друго устройство.

7.3. Сдвояване на везната

Преди сдвояване включете безжичната връзка на смартфона си.

а. Отворете приложението RENPHO Health, поставете везната върху твърда и равна повърхност и стъпете на нея с боси и сухи крака.


б. Докоснете „+“ в горния десен ъгъл на страницата „Home“ и изберете своята везна за анализ на телесния състав от списъка с устройства.

в. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите сдвояването.

8. Използване на MorphoScan


∗ Преди първото измерване създайте правилния си потребителски профил в приложението RENPHO Health. Така измерванията ви ще се записват точно и ще се свързват с вашия профил.

1. Поставете везната върху равна, твърда повърхност и стъпете с боси, сухи крака върху електродите на везната. Уверете се, че между коленете и бедрата ви има разстояние.



2. Хванете дръжката така, че палците да са върху електродите за палци, а останалите пръсти върху електродите за четири пръста.

3. Повдигнете дръжката и я задръжте на подходящата височина, като ръцете са естествено отпуснати, леко свити и отдалечени от тялото и корема. Стойте изправени и неподвижни и изчакайте окончателните резултати от измерването да се покажат на дисплея на везната.



4. След измерването леко издърпайте дръжката (удължението не трябва да надвишава 30 cm) и внимателно я поставете обратно на мястото ѝ на везната. Везната ще предаде данните към приложението. Отворете приложението, за да синхронизирате и прегледате подробните си измервания, да следите напредъка си и да използвате допълнителни функции и анализи.

9. Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Виждам теглото, телесните мазнини и ИТМ си на дисплея на везната, но при семейството или приятелите ми това не става.	Членовете на семейството или приятелите трябва да попълнят профила си във вашето приложение чрез „Add User“ на страницата „Account“ или да влязат в приложението RENPHO Health със собствен акаунт.
Везната не отчита телесните мазнини и/или други данни.	а. Уверете се, че краката ви са сухи и боси. б. Стойте неподвижно на везната около 10 секунди, докато измерването приключи. Ако данните все още липсват, нанесете малко хидратиращ крем на стъпалата си и измерете отново или помолете друг човек да опита горните 2 стъпки. Внимавайте да не се подхлъзнете на платформата за претегляне.
Везната не работи правилно или измерванията са неточни.	Натиснете бутона Reset, за да нулирате везната.

10. Технически характеристики

Наименование	Везна за анализ на телесния състав
Модел	R-MSC01
Максимален товар	180 kg
Деление	0,05 kg
Размери	310 × 346 × 52 mm
Капацитет на батерията	500 mAh 1,85 Wh
Вход	5V DC 0,5A
Номинална мощност	2,5W

11. Гаранционни условия

За вашия продукт RENPHO важи едногодишна ограничена гаранция на производителя, считано от датата на доставка.

Гаранционните условия можете да намерите на:
`https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions`

Забележка: Регистрацията на продукта не е задължителна за гаранцията. Ако решите да не регистрирате продукта си, гаранцията не се губи.

12. Обслужване на клиенти

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с нас. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO гарантира бърз отговор и безпроблемно решение на всеки проблем в работно време.

Тел.: +1(844) 417 0149 (US&CA)
понеделник–петък 9:00–16:30 ч.
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (само AU)
понеделник–петък 9:00–18:00 ч. (AEST)
+44(0)7434 666088 (само UK)
понеделник–петък 9:00–17:00 ч. (GMT)
+49 40 23965285 (само DE)
понеделник–петък 9:00–18:00 ч. (CET)
23388392 (само HK)

Имейл: support@renpho.com (US & CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (UK & EU)

∗ При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си, в рамките на определения гаранционен срок. НЕ изхвърляйте части от продукта, тъй като може да са необходими за проверка/ремонт.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg